


Anti-Tek (Tie2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q02763

품목 번호: CM0024926



소개

인간 TEK(TIE2; CD202B)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 혈관신생 및 혈관 생물학 연구에서의 안지오펙틴 수용체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TEK Rabbit pAb
비고/별칭	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B; TEK
종	인간
GeneID (Human)	7010
GeneID	7010
면역원	인간 TEK (NP_000450.2)의 아미노산 500-750에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q02763
단백질 분자량	126kDa
배송	아이스백