

Wb, Elisa용 Anti-Tekt1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q969V4

품목 번호: CM0015229



소개

사람 TEKT1(텍틴-1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 쥐와 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 섬모 및 편모 미세소관 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TEKT1 Rabbit pAb
비고/별칭	TEKT1; tektin-1
종	사람
GeneID (Human)	83659
GeneID	83659
면역원	사람 TEKT1 (NP_444515.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	쥐, 래트
SWISS	Q969V4
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백