

Wb, Elisa용 Anti-Telo2 토끼 다클론 항체 - Q9Y4R8

품목 번호: CM0022394



소개

인간 TELO2(hCLK2, TEL2)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. DNA 손상 반응, mTOR 신호전달 및 텔로미어 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TELO2 토끼 pAb
비고/별칭	CLK2; TEL2; YHFS; TELO2
종	인간
유전자 ID(인간)	9894
유전자 ID	9894
면역원	합성 펩타이드: 인간 TELO2(NP_057195.2)의 아미노산 450~550 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y4R8
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스백