

Wb용 Anti-Tenascin C 폴리클론항체 - P24821

품목 번호: CM0020418



소개

인간 Tenascin C (TN-C)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차반응. 세포외기질 및 암 연구에 적합. 예측 분자량 241kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Tenascin C Rabbit pAb
비고/별칭	GP; J1; TN; HXB; GMEM; TN-C; DFNA56; 150-225; Tenascin C
종	인간
유전자 ID (인간)	3371
유전자 ID	3371
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P24821
단백질 분자량	241kDa
배송	아이스백