

Anti-테나신-X (Tnxb) 토끼 다클론 항체, Wb·elisa용 - P22105

품목 번호: CM0019985



소개

인간 테나신-X (TNXB)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 세포외 기질 및 세포 부착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TNXB 토끼 pAb
비고/별칭	XB; TNX; XBS; EDS3; HXBL; TENX; TN-X; VUR8; TNXB1; TNXB2; TNXB3; EDSCLL; EDSCLL1; TNXB
종	인간
유전자ID	7148
면역원	인간 TNXB (NP_115859.2)의 아미노산 444-673에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P22105
단백질 분자량	458kDa
배송	아이스팩