

Anti-Terf1 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P54274

품목 번호: CM0013162



소개

인간 TERF1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간과 래트와 교차 반응합니다. 텔로미어 생물학, 염색체 안정성 및 셸터린 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	TERF1 토끼 pAb
비고/별칭	TRF; PIN2; TRF1; TRBF1; t-TRF1; hTRF1-AS; TERF1
종	인간
유전자 ID	7013 (인간)
면역원	인간 TERF1(NP_059523.2)의 아미노산 52-275에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P54274
단백질 분자량	50kDa
배송 방식	아이스 팩