


Wb용 Anti-Terf2 폴리클로날 항체 - Q15554

품목 번호: CM0023114



소개

인간 TERF2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 텔로미어 생물학 및 쉐터린 복합체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	TERF2 Rabbit pAb
비고/별칭	TRF2; TRBF2; TERF2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7014
GeneID	7014
면역원	인간 TERF2 (NP_005643.2)의 아미노산 200-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q15554
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백