


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Terf2Ip 폴리클론항체 - Q9Nyb0

품목 번호: CM0026056



소개

TERF2IP (RAP1) 토끼 폴리클론항체는 WB, IF/ICC, ELISA에 사용되며, 인간과 마우스에서 검증되었습니다. 텔로미어 반복 서열 결합 인자 2-상호작용 단백질 1(셴터린 복합체 구성 요소이자 NF- κ B 조절자)을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TERF2IP 토끼 pAb
비고/별칭	RAP1; DRIP5; TERF2IP
종	인간
유전자 ID	54386 (인간)
면역원	재조합 단백질 인간 TERF2IP (NP_061848.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NYB0
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백