

Wb, Elisa용 항Tert 다클론 항체 - O14746

품목 번호: CM0026795



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 사용되는 인간 텔로머라아제 역전사효소(TERT)에 대한 토끼 다클론 항체. 쥐와 교차 반응성을 가지며 텔로미어 생물학 및 암 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TERT 토끼 pAb
비고/별칭	TP2; TRT; CMM9; EST2; TCS1; hTERT; DKCA2; DKCB4; hEST2; PFBMFT1; TERT
종	인간
유전자ID (인간)	7015
유전자ID	7015
면역원	인간 TERT(NP_937983.2)의 아미노산 1000-1100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	O14746
단백질 분자량	127kDa
배송 방법	아이스 팩