


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tert Rabbit Polyclonal Antibody - O14746

품목 번호: CM0020901



소개

인간 TERT(텔로머레이스 역전사효소)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스와 반응. 텔로머레이스, 암, 노화 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TERT Rabbit pAb
비고/별칭	TP2, TRT, CMM9, EST2, TCS1, hTERT, DKCA2, DKCB4, hEST2, PFBMFT1, TERT
종	인간
GeneID (인간)	7015
GeneID	7015
면역원	합성 펩타이드 인간 TERT (NP_937983.2)의 아미노산 1050-1132 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O14746
단백질 분자량	127kDa
배송	아이스백