

항Tes 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, Elisa용 - Q9Ugi8

품목 번호: CM0028480



소개

인간 TES(테스틴)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 랫트와 반응합니다. TES는 세포 접착 및 종양 억제에 관여하는 골격 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TES 토끼 pAb
비고/별칭	TESS; TESS-2; TES
종	인간
유전자 ID (인간)	26136
유전자 ID	26136
면역원	인간 TES (NP_056456.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 랫트
SWISS	Q9UGI8
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스백