

Wb 및 Elisa용 항-Tet1 단클론 항체 - Q8Nfu7

품목 번호: CM0007695



소개

인간 TET1을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응하며 후생유전학 및 발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TET1 토끼 mAb
비고/별칭	LCX; CXXC6; bA119F7.1; TET1
종	인간
유전자ID (인간)	80312
유전자ID	80312
면역원	합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NFU7
단백질 분자량	235kDa
배송	아이스백