

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항Tet1 토끼 다클론 항체 - Q8Nfu7

품목 번호: CM0018478



소개

주요 DNA 탈메틸화 및 크로마틴 조절인자인 TET1을 이 토끼 다클론 항체로 검증하세요. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 테스트 완료되었으며 인간, 마우스, 래트 샘플에서 반응합니다. (Q8Nfu7)

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	TET1 토끼 pAb
비고/별칭	LCX; CXXC6; bA119F7.1; TET1
종	인간
유전자 ID (인간)	80312
유전자 ID	80312
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8Nfu7
단백질 분자량	235 kDa
배송	아이스팩