

Anti-Tet1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q3UrK3

품목 번호: CM0024563

소개

마우스 TET1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 약 219 kDa 밴드를 검출하며, 사람, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. DNA 탈메틸화 및 크로마틴 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TET1 Rabbit pAb
비고/별칭	LCX; Cxxc6; mKIAA1676; D10ErtD17e; 2510010B09Rik; TET1
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID	52463
면역원(Immunogen)	마우스 TET1 (NP_001240786.1)의 아미노산 1749-1902에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	Q3URK3
단백질 분자량	219kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)