

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tet2 토끼 Pab - Q6N021

품목 번호: CM0018006



소개

TET2 토끼 pAb는 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 다클론 항체로, 인간 TET2(Q6N021)를 인식하며 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. DNA 메틸화 및 후성유전학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TET2 토끼 pAb
비고/별칭	MDS; IMD75; KIAA1546; TET2
종	인간
유전자 ID	54790
면역원	인간 TET2(NP_001120680.1)의 아미노산 1833-2002에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q6N021
단백질 분자량	224kDa
배송	아이스팩