


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-TEX101 다클론 항체 - Q9By14

품목 번호: CM0022682



소개

인간 TEX101을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. 수정 및 생식생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TEX101 토끼 pAb
비고/별칭	SGRG; CT131; GTPR867; NYD-SP8; PRO1884; SPATA44; TES101RP; TEX101
종	인간
GeneID	83639
면역원	인간 TEX101의 아미노산 44-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_113639.4)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BY14
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩