

항-Tfam 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, If-P, Elisa 용) - Q00059

품목 번호: CM0007914



소개

인간 TFAM에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 전사 및 mtDNA 유지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TFAM 토끼 단클론 항체
비고/별칭	TCF6; MTF1; MTF2; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTF2L1; TFAM
종	인간
GeneID	7019
면역원	인간 TFAM (NP_003192.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
생산 기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q00059
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스 팩