

Wb용 항-Tfam 토끼 단클론 항체 - Q00059

품목 번호: CM0007434



소개

인간 TFAM에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP에서 검증되었습니다. 미토콘드리아 전사 및 mtDNA 유지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TFAM 토끼 mAb
비고/별칭	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
종	인간
GeneID (인간)	7019
GeneID	7019
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간
SWISS	Q00059
단백질 분자량	29 kDa
배송 방식	아이스백