

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Tfam 토끼 다클론 항체 - Q00059

품목 번호: CM0020160



소개

인간 TFAM에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하여 미토콘드리아 전사 및 mtDNA 유지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TFAM 토끼 pAb
비고/별칭	TCF6; MTF1; MTF1A; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
종	인간
GeneID (인간)	7019
GeneID	7019
면역원	인간 TFAM (NP_003192.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q00059
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백