

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tfam 토끼 다클로날 항체 - Q00059

품목 번호: CM0018266



소개

인간 TFAM을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 전사 및 mtDNA 유지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TFAM Rabbit pAb
비고/별칭	TCF6; MTF1; MTF2; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTF2L1; TFAM
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7019
유전자 ID	7019
면역원(Immunogen)	인간 TFAM (NP_003192.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q00059
단백질 분자량	29 kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)