


Wb, Elisa용 항Tfap2B 다클론 항체 - Q92481

품목 번호: CM0029969



소개

발달 과정에 관여하는 전사인자인 인간 TFAP2B를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 인간에 특이적입니다. 예상 분자량은 50 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TFAP2B 토끼 pAb
비고/별칭	PDA2; AP-2B; AP2-B; AP-2beta; TFAP2B
종	인간
유전자ID (인간)	7021
유전자ID	7021
면역원	합성 펩타이드 인간 TFAP2B (Q92481)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q92481
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스팩