

Wb, Elisa용 항-Tfap2C 다클론 항체 - Q92754

품목 번호: CM0025928

소개

인간 TFAP2C(전사인자 AP-2 감마)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 발생생물학, 암 연구 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TFAP2C 토끼 pAb
비고/별칭	ERF1; TFAP2G; hAP-2g; AP2-GAMMA; TFAP2C
종	인간
GeneID (인간)	7022
GeneID	7022
면역원	인간 TFAP2C (NP_003213.1)의 아미노산 350-450번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92754
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩