


Wb, Elisa용 항인간 Tfb1M 토끼 다클론 항체 - Q8Wvm0

품목 번호: CM0015812



소개

WB 및 ELISA용 인간 TFB1M(미토콘드리아성 디메틸아데노신 트랜스퍼라제 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 리보솜 조립 및 미토콘드리아 DNA 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TFB1M 토끼 pAb
비고/별칭	CGI75; mtTFB; CGI-75; mtTFB1; TFB1M
종	인간
유전자 ID (인간)	51106
유전자 ID	51106
면역원	제조합 단백질 인간 TFB1M(NP_057104.2)의 아미노산 28-346에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q8WVM0
단백질 분자량	40kDa
배송 방법	아이스백