

Wb, Elisa용 Anti-Tfcp2 토끼 다클로날 항체 - Q12800

품목 번호: CM0030792

소개

알파-글로빈 전사 인자 CP2 (TFCP2/LSF/SEF)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 크로마틴 리모델링 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TFCP2 Rabbit pAb
비고/별칭	LSF; SEF; LBP1C; LSF1D; TFCP2C; TFCP2
종(Species)	Human
GeneID (인간)	7024
GeneID	7024
면역원(Immunogen)	인간 TFCP2 (NP_005644.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q12800
단백질 분자량(Protein Weight)	57kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)