


Wb, Elisa용 Anti-Tfe3 폴리클론 항체 - P19532

품목 번호: CM0029843



소개

인간 TFE3 (Transcription Factor E3)에 대한 래빗 폴리클론 항체. WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스 및 래트 TFE3와 반응. 리소좀 생합성 및 mTOR 신호 연구에 이상적.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	TFE3 래빗 pAb
비고/별칭	TFEA; RCCP2; RCCX1; MRXSPF; bHLHe33; TFE3
종	인간
GeneID (인간)	7030
GeneID	7030
면역원	인간 TFE3 (NP_006512.2)의 아미노산 1-160 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	래빗
카테고리	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19532
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백