


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Tfe3 토끼 단일클론 항체 - P19532

품목 번호: CM0003662



소개

인간 TFE3에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 재조합 면역원은 리소좀 생합성 및 면역 반응 연구에서 높은 특이성을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TFE3 토끼 mAb
비고/별칭	TFEA; RCCP2; RCCX1; MRXSPF; bHLHe33; TFE3
종	인간
GeneID (인간)	7030
GeneID	7030
면역원	재조합 단백질; 인간 TFE3 (P19532)의 아미노산 191-440에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19532
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스 팩