

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Tfeb 폴리클로날 항체 - Q9R210

품목 번호: CM0029205

소개

TFEB(Transcription factor EB)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IP, ELISA에 검증되었습니다. 자가포식 및 리소좀 생합성의 주 조절자인 인간 및 마우스 TFEB를 검출합니다. IVD 연구 및 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TFEB Rabbit pAb
비고/별칭	Tcfef; bHLHe35
종	마우스
GeneID (Human)	1737
GeneID	21425
면역원	재조합 단백질; 마우스 TFEB (NP_001155194.1)의 아미노산 390-476에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9R210
단백질 분자량	53 kDa
배송	아이스백