


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Tfeb 토끼 다클로날 항체 - P19484

품목 번호: CM0021912



### 소개

인간 TFEB에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 TFEB를 인식합니다. 오토파지, 리소좀 생성, 전사 연구에 필수적인 도구입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | TFEB Rabbit pAb                                                        |
| 비고/별칭                    | TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB; TFEB                                        |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                              |
| 유전자 ID (인간)              | 7942                                                                   |
| 유전자 ID                   | 7942                                                                   |
| 면역원(Immunogen)           | 재조합 단백질 인간 TFEB (NP_009093.1)의 아미노산 391-461에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                             |
| 카테고리                     | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                         |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                               |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                         |
| SWISS                    | P19484                                                                 |
| 단백질 분자량                  | 52kDa                                                                  |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                         |