


Wb용 Anti-Tff1/Ps2 단일클론 항체 - P04155

품목 번호: CM0012796



소개

웨스턴 블롯, 면역침전, 면역형광 및 ELISA용 Anti-TFF1/pS2 단일클론 항체. 인간, 마우스 및 랫드 트레포일 인자 1을 인식합니다. 표적 분자량은 9 kDa입니다. 위장관 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TFF1/pS2 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	pS2; BCEI; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21
종	인간
유전자 ID (인간)	7031
유전자 ID	7031
면역원	재조합 단백질
숙주	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P04155
단백질 분자량	9 kDa
배송	아이스팩