


Wb, Ihc-P, Elisa용 항인간 Tff1/Ps2 토끼 다클론 항체 - P04155

품목 번호: CM0024622



소개

인간 TFF1/pS2(트레포일 인자 1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫트와 교차 반응성이 있습니다. 위장관 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TFF1/pS2 토끼 pAb
비고/별칭	pS2; BCEI; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21; TFF1/pS2
종	인간
유전자 ID	7031
면역원	재조합 단백질: 인간 TFF1/pS2 (NP_003216.1)의 아미노산 25-84에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P04155
단백질 분자량	9kDa
배송 방식	아이스 팩