


Ihc-P, Elisa용 Anti-Tff3 단일클론 항체 - Q07654

품목 번호: CM0010176



소개

이 토끼 단일클론 항체는 인간 TFF3(장 트레포일 인자)를 표적으로 하며, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 장 및 자궁 조직의 점막 재생과 상피 세포 이동성을 조사하는 데 이상적입니다.

자세히 알아보기

사양	세부 정보
제품명	TFF3 Rabbit mAb
비고/별칭	ITF; P1B; TFI; TFF3
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	7033
GeneID	7033
면역원(Immunogen)	인간 TFF3 (Q07654)의 아미노산 1-80에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	Q07654
단백질 분자량	9kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)