


Wb, If-P, Elisa용 Tff3 토끼 다클로날 항체 - Q07654

품목 번호: CM0019824



소개

웨스턴 블랏, 면역형광법 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 TFF3 토끼 다클로날 항체입니다. 점막 복구의 핵심 인자인 인간 TFF3와 반응합니다. 위장관 및 염증성 장 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TFF3 Rabbit pAb
비고/별칭	ITF; PIB; TFI; TFF3
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	7033
항원	사람 TFF3 (NP_003217.3)의 아미노산 22-94에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human)
SWISS	Q07654
단백질 분자량	9kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)