

Wb, Elisa용 Anti-Tfpi 토끼 단일클론 항체 - P10646

품목 번호: CM0010722



소개

인간 TFPI (조직 인자 경로 억제제)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 응고 연구 및 진단 검사법 개발에 필수적입니다. - P10646

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TFPI Rabbit mAb
비고/별칭	EPI; TFI; LACI; TFPII; TFPI
종(Species)	Human
GeneID (인간)	7035
GeneID	7035
면역원(Immunogen)	인간 TFPI (P10646)의 아미노산 200-304에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P10646
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)