

Anti-Tfpi Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P10646

품목 번호: CM0013602



소개

WB 및 ELISA용 TFPI 토끼 다클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 지혈 및 혈전증 연구에서 조직 인자 경로 억제제 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TFPI Rabbit pAb
비고/별칭	EPI; TFI; LACI; TFPII; TFPI
종	Human
GeneID (Human)	7035
GeneID	7035
면역원	인간 TFPI (NP_001027452.1)의 아미노산 29-224에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P10646
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스 팩