

## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tfpi2 폴리클로날 항체 - P48307

품목 번호: CM0025847



### 소개

인간 TFPI2 (PP5, TFPI-2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 응고, 기질 리모델링 및 세린 프로테아제 억제 연구에 유용합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명        | TFPI2 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭      | PP5, REF1, TFPI-2                                             |
| 종(Species) | 인간(Human)                                                     |
| 유전자 ID     | 7980                                                          |
| 면역원        | 인간 TFPI2 (NP_006519.1)의 아미노산 23-235에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원        | 토끼(Rabbit)                                                    |
| 카테고리       | 폴리클로날 항체                                                      |
| 애플리케이션     | WB, IHC-P, ELISA                                              |
| 교차 반응성     | 인간(Human), 마우스(Mouse)                                         |
| SWISS      | P48307                                                        |
| 단백질 분자량    | 27kDa                                                         |
| 배송         | 아이스백                                                          |