

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Tfr2 폴리클로널 항체 - Q9Up52

품목 번호: CM0027997

소개

인간 TFR2 (Transferrin receptor protein 2)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 철 대사 및 간세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TFR2 Rabbit pAb
비고/별칭	HFE3; TFR2; TFR2
종(Species)	Human
유전자 ID	7036
면역원(Immunogen)	인간 TFR2 (NP_003218.2)의 아미노산 130-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9UP52
단백질 분자량	89kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)