

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Tgf 베타 1 단클론 항체 - P01137

품목 번호: CM0010908



소개

인간 TGF 베타 1에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐를 인식하며 TGF-베타 신호 전달, 발생 및 면역 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TGF 베타 1 토끼 mAb
비고/별칭	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; CAEND1
종	인간
GeneID (인간)	7040
GeneID	7040
면역원	인간 TGF 베타 1 (NP_000651.3)의 아미노산 279-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P01137
단백질 분자량	44 kDa
배송	아이스백