

Wb, Ihc, If, Elisa용 Anti-Tgf Beta 1 단일클론 항체 - P01137

품목 번호: CM0006967



소개

KD 검증된 토끼 단일클론 항체(TGF beta 1 대상). 웨스턴 블랏, 면역형광법, 면역조직화학, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. UniProt P01137 기반입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] TGF beta 1 Rabbit mAb
비고/별칭	CED; LAP; DPPI; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF beta 1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7040
GeneID	7040
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P01137
단백질 크기	44kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)