


Wb, Elisa용 Anti-Tgf-Beta-1 폴리클로날 항체 - P04202

품목 번호: CM0023310



소개

마우스 TGF-beta-1을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 면역 기능, 발생 및 세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Tgfb1 Rabbit pAb
비고/별칭	Tgfb; Tgfb-1; TGFbet1; TGF-beta1; Tgfb1
종(Species)	마우스(Mouse)
유전자 ID (마우스)	21803
면역원(Immunogen)	마우스 Tgfb1 (NP_035707.1)의 아미노산 30-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P04202
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)