

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tgf Beta 1 폴리클로날 항체 - P01137

품목 번호: CM0021655



소개

인간 TGF beta 1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 전구단백질 및 성숙형을 검출합니다. TGF-베타 신호 전달, 면역 조절 및 EMT 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TGF beta 1 Rabbit pAb
비고/별칭	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF beta 1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7040
GeneID	7040
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 TGF beta 1 (NP_000651.3)의 아미노산 291-390 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간, 마우스, 쥐(Human, Mouse, Rat)
SWISS	P01137
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)