


Wb 및 Elisa용 항-Tgf 베타 수용체 I(Tgfb1) 토끼 다클론 항체 - P36897

품목 번호: CM0016349



소개

인간 TGFBR1을 표적으로 하며 WB 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 다클론 항체로, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. TGF-베타 신호 전달, 세포 증식, 상피-간엽 전이 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TGF 베타 수용체 I(TGFBRI) 토끼 다클론 항체
비고/별칭	AAT5; ALK5; ESS1; LDS1; MSSE; SKR4; TBRI; ALK-5; LDS1A; LDS2A; TBR-i; TGFR-1; ACVRLK4; tbetaR-I; TGF 베타 수용체 I(TGFBRI)
종	인간
GeneID(인간)	7046
GeneID	7046
면역원	합성 펩타이드 인간 TGF 베타 수용체 I(TGFBRI)(NP_004603.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P36897
단백질 분자량	56 kDa
배송	아이스팩