


Wb용 항Tgf 베타 수용체 Ii 단클론 항체 - P37173

품목 번호: CM0003567



소개

인간 TGF 베타 수용체 II를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. TGF-베타 신호전달 경로 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	TGF 베타 수용체 II 토끼 mAb
비고/별칭	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBR1; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFbeta-RII; TGF 베타 수용체 II (TGFR2)
종	인간
유전자 ID	7048
면역원	재조합 단백질 (인간 TGF 베타 수용체 II (TGFR2) (P37173)의 아미노산 23-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P37173
단백질 분자량	65kDa/67kDa/9kDa
배송	아이스 팩