


Anti-Tgf 베타 수용체 Ii (Tgfbr2) 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용 - P37173

품목 번호: CM0014594



소개

인간 TGF-베타 수용체 타입 2 (TGFB2, P37173)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 종양학 및 섬유증에서 TGF-베타 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TGF 베타 수용체 II 토끼 pAb
비고/별칭	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBRII; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFbeta-RII; TGF 베타 수용체 II (TGFB2)
종	인간
GeneID (인간)	7048
GeneID	7048
면역원	재조합 단백질 인간 TGF 베타 수용체 II (TGFB2) (NP_003233.4)의 아미노산 23번부터 280번까지 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P37173
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백