

Anti-Tgfa Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P01135

품목 번호: CM0013185



소개

인간 TGFA에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스 TGFA를 인식하며, EGFR 신호 전달 및 세포 증식 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	TGFA Rabbit pAb
비고/별칭	TFGA; TGFA
종	인간
유전자 ID	7039
면역원	인간 TGFA (NP_001093161.1)의 아미노산 24-98에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P01135
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백