

Wb, Elisa용 Anti-Tgfb1I1 다클론 항체 - O43294

품목 번호: CM0029691

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합한 TGFBI1(HIC5/ARA55)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 검증되었으며 약 50kDa 단백질을 검출합니다. 세포 신호전달 및 국소 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	TGFBI1 토끼 pAb
비고/별칭	HIC5, ARA55, HIC-5, TSC-5, TGFBI1
종	인간
유전자ID (인간)	7041
유전자ID	7041
면역원	인간 TGFBI1 (NP_001035919.1)의 아미노산 120-220에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43294
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스 팩