


Wb 및 Elisa용 Anti-Tgfb2 토끼 다클로날 항체 - P61812

품목 번호: CM0030601

소개

사람, 쥐, 랫트의 WB 및 ELISA에서 검증된 TGFB2 토끼 다클로날 항체입니다. 아미노산 20-160을 타겟팅하는 재조합 면역원입니다. TGF-beta-2 신호 전달 및 혈관 생성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)



매개변수	값
제품명	TGFB2 Rabbit pAb
비고/별칭	LDS4; G-TSF; TGF-beta2; TGFB2
종	사람(Human)
GeneID (사람)	7042
GeneID	7042
면역원	재조합 단백질 사람 TGFB2 (NP_001129071.1)의 아미노산 20-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P61812
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백