

Anti-Tgfb2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P61812

품목 번호: CM0020048



소개

WB, IHC, ELISA에 검증된 인간 TGFB2에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 혈관신생 및 심장 발달의 주요 조절 인자인 TGF-beta2 전구단백질을 표적하며, IVD 연구 및 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TGFB2 Rabbit pAb
비고/별칭	LDS4; G-TSF; TGF-beta2; TGFB2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	7042
유전자 ID	7042
항원(Immunogen)	인간 TGFB2 (NP_001129071.1)의 아미노산 20-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P61812
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)