


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tgfb1 (Bigh3) 단클론 항체 - Q15582

품목 번호: CM0006405



소개

TGFBI(형질전환 성장인자 베타 유도 단백질 ig-h3)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포 접착, 각막 이영양증 및 세포외 기질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TGF beta induced (TGFBI) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta induced (TGFBI)
종	사람
유전자ID (사람)	7045
유전자ID	7045
면역원	사람 TGFBI (NP_000349.1)의 아미노산 550-650 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q15582
단백질 분자량	74KDa
배송 방식	아이스백