


Wb, Elisa용 항Tgfb1 (Tgf Beta 유도) 토끼 단클론 항체 - Q15582

품목 번호: CM0004300



소개

WB 및 ELISA용 인간 TGFBI (TGF beta 유도)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포 접착 및 각막 이영양증 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TGF beta 유도 (TGFBI) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta 유도 (TGFBI)
종	인간
유전자 ID (인간)	7045
유전자 ID	7045
면역원	인간 TGF beta 유도 (TGFBI) (NP_000349.1)의 아미노산 550-650에 상응하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q15582
단백질 분자량	75 kDa
배송	아이스 팩