


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Tgfb1 (Tgf 베타 유도) 토끼 단클론 항체 - Q15582

품목 번호: CM0004943



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고품질 항TGFBI 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 TGFBI를 검출합니다. 세포 접착, 각막 이영양증 및 세포외 기질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TGF 베타 유도 (TGFBI) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CSD, CDB1, CDG2, CSD1, CSD2, CSD3, EBMD, LCD1, BIGH3, CDGG1, TGF beta induced (TGFBI)
종	인간
유전자 ID (인간)	7045
유전자 ID	7045
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15582
단백질 분자량	75 kDa
배송	아이스백